



Linea VASCO®

GUANTI CHIRURGICI E DA PROTEZIONE/ESPLORAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI PER GUANTI

| | Comfort | Presca | Tenuta tensile | Resistenza alla foratura | Allungamento | Conformità alimentare | Resistenza chimica |
|---------|---------|--------|----------------|--------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| LATTICE | **** | **** | **** | ** | 800% | *** | *** |
| NITRILE | ** | *** | *** | **** | 600% | **** | **** |

VASCO® Surgical Powdered

- guanti chirurgici in accordo a MDD 93/42/EEC, EN 455
- guanti protettivi in accordo a PPE/89/686/EEC, EN 420, EN 374
- realizzati in lattice naturale
- con polvere
- rivestimento interno in polimero privo di lattice
- spessore medio al palmo: 0.19 mm



| Dimensioni | Unità di vendita | AQL* | Codice |
|------------|------------------|------|---------|
| 6 | 50 paia | 0.65 | 6035500 |
| 6.5 | 50 paia | 0.65 | 6035518 |
| 7 | 50 paia | 0.65 | 6035526 |
| 7.5 | 50 paia | 0.65 | 6035534 |
| 8 | 50 paia | 0.65 | 6035542 |
| 8.5 | 50 paia | 0.65 | 6035559 |

VASCO® Surgical Powder-free

- guanti chirurgici in accordo a MDD 93/42/EEC, EN 455
- guanti protettivi in accordo a PPE/89/686/EEC, EN 420, EN 374
- realizzati in lattice naturale
- senza polvere
- rivestimento interno in polimero privo di lattice
- spessore medio al palmo: 0.22 mm



| Dimensioni | Unità di vendita | AQL* | Codice |
|------------|------------------|------|---------|
| 6 | 50 paia | 0.65 | 6081101 |
| 6.5 | 50 paia | 0.65 | 6081111 |
| 7 | 50 paia | 0.65 | 6081121 |
| 7.5 | 50 paia | 0.65 | 6081131 |
| 8 | 50 paia | 0.65 | 6081141 |
| 8.5 | 50 paia | 0.65 | 6081151 |

* Acceptable Quality Level

| VASCO® Nitril Light | Dimensioni | Unità di vendita | AQL* | Codice |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|---------|
| <ul style="list-style-type: none"> guanti protettivi in accordo a PPE/89/686/EEC, EN 420, EN 374 guanti da esplorazione in accordo a MDD 93/42/EEC, EN 455 realizzati in nitrile senza polvere rivestimento interno privo di lattice spessore minimo al palmo: 0.06 mm ambidestri  | XS | 100 pz | 1.5 | 9207708 |
| | S | 100 pz | 1.5 | 9207716 |
| | M | 100 pz | 1.5 | 9207724 |
| | L | 100 pz | 1.5 | 9207732 |
| | XL | 90 pz | 1.5 | 9207740 |
| VASCO® Powdered | Dimensioni | Unità di vendita | AQL* | Codice |
| <ul style="list-style-type: none"> guanti protettivi in accordo a PPE/89/686/EEC, EN 420, EN 374 guanti da esplorazione in accordo a MDD 93/42/EEC, EN 455 realizzati in lattice naturale con polvere spessore minimo al palmo: 0.08 mm ambidestri  | XS | 100 pz | 1.5 | 6066502 |
| | S | 100 pz | 1.5 | 6066526 |
| | M | 100 pz | 1.5 | 6066542 |
| | L | 100 pz | 1.5 | 6066569 |
| | XL | 90 pz | 1.5 | 6066581 |
| VASCO® Basic | Dimensioni | Unità di vendita | AQL* | Codice |
| <ul style="list-style-type: none"> guanti protettivi in accordo a PPE/89/686/EEC, EN 420, EN 374 guanti da esplorazione in accordo a MDD 93/42/EEC, EN 455 realizzati in lattice naturale senza polvere spessore minimo al palmo: 0.10 mm ambidestri  | XS | 100 pz | 1.5 | 6066608 |
| | S | 100 pz | 1.5 | 6066616 |
| | M | 100 pz | 1.5 | 6066624 |
| | L | 100 pz | 1.5 | 6066632 |
| | XL | 90 pz | 1.5 | 6066640 |

* Acceptable Quality Level

B. Braun Milano S.p.A. | Via Vincenzo da Seregno, 14 | 20161 Milano

Tel. 02 662181 | Fax 02 66218.357 | www.bbraun-vetcare.com