

Guanti Chirurgici Lattice con Polvere

VASCO® SURGICAL POWDERED	Taglia	Unità di vendita	AQL*	Codice
<ul style="list-style-type: none"> guanti chirurgici in accordo a MDD 93/42/EEC, EN 455 guanti protettivi in accordo a PPE/89/686/EEC, EN 420, EN 374 realizzati in lattice naturale con polvere rivestimento interno in polimero privo di lattice spessore medio al palmo 0.19 mm 	6	200 paia (4 x 50)	0.65	6035500
	6.5	200 paia (4 x 50)	0.65	6035518
	7	200 paia (4 x 50)	0.65	6035526
	7.5	200 paia (4 x 50)	0.65	6035534
	8	200 paia (4 x 50)	0.65	6035542
	8.5	200 paia (4 x 50)	0.65	6035559



Guanti Chirurgici Lattice senza Polvere

Vasco® OP Eco

- Realizzati in lattice naturale
- Senza polvere
- Rivestimento interno in polimero privo di lattice
- Spessore medio al palmo 0.19 mm



Taglia	Confezione	AQL*	Codice
5.5	400 paia (10 x 40)	0.65	6081308
6	400 paia (10 x 40)	0.65	6081316
6.5	400 paia (10 x 40)	0.65	6081324
7	400 paia (10 x 40)	0.65	6081332
7.5	400 paia (10 x 40)	0.65	6081340
8	400 paia (10 x 40)	0.65	6081359
8.5	400 paia (10 x 40)	0.65	6081367
9	400 paia (10 x 40)	0.65	6081375

Guanti Protettivi Lattice con Polvere

VASCO® POWDERED	Taglia	Unità di vendita	AQL*	Codice
<ul style="list-style-type: none">▪ guanti protettivi in accordo a PPE/89/686/EEC, EN 420, EN 374▪ guanti da esplorazione in accordo a MDD 93/42/EEC, EN 455▪ realizzati in lattice naturale▪ con polvere▪ spessore minimo al palmo 0.08 mm▪ ambidestri 	XS	1000 pz (10 x 100)	1.5	6066502
	S	1000 pz (10 x 100)	1.5	6066526
	M	1000 pz (10 x 100)	1.5	6066542
	L	1000 pz (10 x 100)	1.5	6066569
	XL	900 pz (9 x 100)	1.5	6066581

Guanti Protettivi Lattice senza Polvere

Vasco® Sensitive

- Realizzati in lattice naturale
- Senza polvere
- Spessore medio al palmo 0.12 mm
- Ambidestri



Taglia	Confezione	AQL*	Codice
XS	1.000pz (10 x 100)	1,5	6067500
S	1.000pz (10 x 100)	1,5	6067526
M	1.000pz (10 x 100)	1,5	6067549
L	1.000pz (10 x 100)	1,5	6067565
XL	900pz (10 x 90)	1,5	6067590

Guanti Protettivi Nitrile

VASCO® NITRIL LIGHT	Taglia	Unità di vendita	AQL*	Codice
<ul style="list-style-type: none">▪ guanti protettivi in accordo a PPE/89/686/EEC, EN 420, EN 374▪ guanti da esplorazione in accordo a MDD 93/42/EEC, EN 455▪ realizzati in nitrile▪ senza polvere▪ rivestimento interno privo di lattice▪ spessore minimo al palmo 0.06 mm▪ ambidestri	XS	1000 pz (10 x 100)	1.5	9207708
	S	1000 pz (10 x 100)	1.5	9207716
	M	1000 pz (10 x 100)	1.5	9207724
	L	1000 pz (10 x 100)	1.5	9207732
	XL	900 pz (9 x 100)	1.5	9207740

Guanti Protettivi Vinile

Vasco® Vinyl Powder Free

- Realizzati in polivinilcloruro
- Senza polvere
- Spessore medio al palmo 0,07 mm
- Ambidestri



Taglia	Confezione	AQL*	Codice
XS	1.000pz (10 x 100)	1,5	9209919
S	1.000pz (10 x 100)	1,5	9209927
M	1.000pz (10 x 100)	1,5	9209939
L	1.000pz (10 x 100)	1,5	9209942
XL	900pz (10 x 90)	1,5	9209953

Camici Chirurgici

	Taglia	Misura	Confezione	Codice	
Camice chirurgico sterile <ul style="list-style-type: none">▪ Idrorepellente▪ In tessuto non tessuto (TNT)▪ Dotato di polsini in cotone e velcro sul collo▪ Ogni camice è imbustato singolarmente		L	126 x 155 cm	15 pezzi	5019513
		XL	131 x 160 cm	15 pezzi	5019513

Camici Protettivi

Camice protettivo non sterile per pazienti e personale addetto al ricondizionamento dello strumentario.

- Idrorepellente
- In CPE (polietilene clorurato)
- Dotato di passante per pollice
- Ogni camice è imbustato singolarmente



Taglia	Misura	Confezione	Codice
Unica	200 x 140 cm	200 pezzi (10 x 20)	WNR-6072200

Camice protettivo non sterile rinforzato

- Idrorepellente
- In tessuto non tessuto (TNT) con rinforzi in polietilene
- Confortevole e traspirante
- Dotato di doppio laccio per la chiusura totale dietro la schiena
- Ogni camice è imbustato singolarmente



L	120 x 182 cm	80 pezzi (10 x 8)	WNR-007208
XL	130 x 191 cm	80 pezzi (10 x 8)	WNR-007209

Calzari e Mascherine

Calzari

- In polietilene
- Spessore 25 µm



Unica

41 x 15 cm

2.000 pezzi
(20 x 100)

6050519

MASCHERINA

Mascherina blu a tre strati
in TNT



Taglia unica

1.000

2239550